ФОСФОР ПАРМА

Набор реагентов для определения содержания фосфора в сыворотке крови и моче.

Код №	Фасовка (мл)	Количество определений (1000/200 мкл)
30621	1x100	100/500
10621	2x100	200/1000
PV No DCP 2010/09333 or 01/12/2010 r		Приказ № 10779-Пр/10 от 01/12/2010 г. № 8292 от 12/12/2014 г.

ПРИНЦИП

В кислой среде фосфорная кислота образует с молибдатом аммония фосфорно-молибденовый комплекс, интенсивность поглощения которого при 340 нм пропорциональна концентрации неорганического фосфора в пробе.

СОСТАВ НАБОРА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Реагент 1 (Р1)	Серная кислота	210 ммоль/л	
	Молибдат аммония	0,4 ммоль/л	
	Детергент		
Стандарт 3 мл	Фосфат калия	1,61 ммоль/л	

Набор необходимо хранить в упаковке предприятия изготовителя при 2-8°C в течение всего срока годности – 12 месяцев.

ПОДГОТОВКА РАГЕНТОВ И ИХ СТАБИЛЬНОСТЬ

Реагент 1 и стандарт готовы к использованию. Реагент 1 и стандарт после вскрытия стабильны до конца срока годности набора при 2-8°C.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Линейность от 0,25 ммоль/л до 4,8 ммоль/л. Коэффициент вариации — не более 3%.

ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

Негемолизированная сыворотка крови и моча. Сыворотку необходимо немедленно освободить от форменных элементов крови. К суточной моче для предотвращения оседания фосфатов добавить 10 мл 10% соляной кислоты. Перед определением мочу развести дистиллированной водой в 20 раз (например, 1 мл мочи + 19 мл дистиллированной воды).

ПРОЦЕДУРА

Длина волны : 340 нм Оптический путь : 1 см Температура : 18 – 25°C

Холостая проба : против реагента. На серию измерений требуется только одна холостая

проба.

Внести	Холостая проба	Стандарт	Опытная проба
Сыворотка (моча)	_	_	10 мкл
Стандарт	_	10 мкл	_
Реагент 1	1000 мкл	1000 мкл	1000 мкл

Перемешать и выдержать 5 минут при комнатной температуре. Измерить оптическую плотность пробы (А пробы) и стандарта (А стандарта) против холостой пробы.

Значения оптической плотности остаются неизменными в течение 60 минут после окончания реакции.



РАСЧЕТ

Содержание фосфора в сыворотке крови:

$$C = C_{ctah, Lapta} \times \frac{A_{npo6bl}}{A_{ctah, Lapta}}$$
 ммоль/л

Содержание фосфора в суточной моче:

C = C
$$_{\text{стандарта}}$$
 \times $\frac{\text{A}_{\text{пробы}}$ $\text{ x объем суточной мочи (л) x 20}}{\text{A}_{\text{стандарта}}}$ ммоль/л

Если концентрация фосфора в пробе (сыворотка крови или разведённая моча) превышает 4,8 ммоль/л, пробу развести физиологическим раствором в два раза, анализ повторить, полученный результат умножить на два.

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Сыворотка крови: 0,9 - 1,9 ммоль/л Моча: 13 – 42 ммоль/сутки

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток Lyphochek кат. №№ С-310-5 и С-315-5 (Bio-Rad, США).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ

Тип анализатора	Любой	
Метод измерения	Конечная точка	
Длина волны, нм	340	
Измерение против	Реагента	
Температура реакции	18-25°C	
Единица измерения	ммоль/л	
Число знаков после запятой	2	
Концентрация стандарта, ммоль/л	1,61	
Соотношение реагент/проба	100:1	
Время реакции, сек	300	
Верхний предел абсорбции реагента против воды, А	2,0	
Нижний предел абсорбции реагента против воды, А	0	
Границы линейности, ммоль/л	0,25-4,8	
Максимум нормы в сыворотке крови (в моче)	1,9 (42)	
Минимум нормы в сыворотке крови (в моче)	0,9 (13)	

ЛИТЕРАТУРА

Daly, J.A. and Ertingshausen, G., Clin. Chem. 18, 263 (1972).

